



Einfach aufstecken und loslegen!

YOUNG PROXEO TWIST

kabelloses Handstück mit Fußpedal

Das Young Proxeo Twist Cordless ermöglicht rotierendes Polieren ohne jede Einschränkung – in mehrfacher Hinsicht. **Vollständige kabellose Bewegungsfreiheit** sorgt für höchsten Komfort bei der Anwendung. Das Handstück verfügt über eine kabellose Fußsteuerung und ist mit zwei verschiedenen Cup-Systemen kompatibel: Young Polierkelche mit Schraubverbindung oder hygienische Einweg-Winkelstücke.

**Empfohlene
Umdrehungszahlen**
1.250 - 2.500 U/min



Modular
Aus verschiedenen
Kelchsystemen wählen



Vielseitig einsetzbar
Zimmerwechsel
problemlos möglich

Gut ausbalanciert
Reduziert Handermüdung

 **Kabellos und leicht**

Zuverlässig
Li-Ionen-Akku hält
ganzen Tag



Ihre Vorteile:

Ideale Umdrehungszahlen schützen den Zahn vor einer Überhitzung und vermeiden Abrasion. Sie sorgen außerdem für eine angenehme Behandlung und reduzieren das Verspritzen der Polierpaste.

Die **kabellose Fußsteuerung** ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit und einen schnellen Positionswechsel rund um den Patienten. Einfache Bedienung dank Verbindung über WLAN. Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 2.500 U/min anpassen.

Ergonomische Behandlungen werden durch das **zugfreie Arbeiten** ermöglicht. Kein Kabel - kein Zug auf dem Gerät und somit weniger Handermüdung und ein deutlich reduziertes Risiko am Karpal-Tunnel-Syndrom zu erkranken. Das kabellose Handstück ermöglicht außerdem eine rückenfreundliche Arbeitshaltung. **Auch für Linkshänder geeignet.**

Artikelnummer	Beschreibung
YI-PL-64SET	Young Proxeo Twist Cordless Set, bestehend aus Antriebshandstück, Handstück Ablage, Ladegerät mit Adapter, Fußpedal und Screw-Type Aufsatz YI-PL-64
YI-PL-44SET	Young Proxeo Twist Cordless Set, bestehend aus Antriebshandstück, Handstück Ablage, Ladegerät mit Adapter, Fußpedal und Aufsatz für Einweg-Winkelstücke YI-PL-44
YI-PL-64	Young Proxeo Twist Cordless Winkelstück Aufsatz für Screw-Type Polierkelche
YI-PL-44	Young Proxeo Twist Cordless Handstück Aufsatz für Einweg-Winkelstücke, System Doriot

Die folgenden Produkte sind in den Kits (YI-PL-64SET & YI-PL-44SET) enthalten




Jetzt alle Vorteile entdecken



YI-PL-44
(Einweg-Winkelstücke hierfür separat erhältlich)



YI-PL-64
(Polierkelche hierfür separat erhältlich)



YI-D-PTCH/1125