



*En un clic, c'est parti !*

# YOUNG PROXEO TWIST

pièce à main sans fil avec pédale

Le Young Proxeo Twist Cordless permet un polissage rotatif sans aucune limite - à tous les niveaux : Une liberté de mouvement **totale** **sans fil** **qui garanti** un confort maximal lors de l'utilisation. La pièce à main dispose d'une commande au pied sans fil et est compatible avec deux systèmes de cupules : les cupules de polissage Young à vis ou les contre-angles hygiéniques à usage unique.

**Vitesse recommandée**  
1 250 - 2 500 tr/min

**Utilisation polyvalente**  
Toujours prête, où que vous en ayez besoin

 **Sans fil et légère**

**Modulaire**  
Choix parmi différents systèmes de cupules



**Bien équilibrée**  
Réduit la fatigue de la main

**Fiable**  
Batterie Li-ion pour une autonomie sur toute la journée



### Vos avantages :

**Les vitesses de rotation idéales** protègent la dent contre la surchauffe et évitent l'abrasion. Elles assurent également un confort optimal lors du traitement et réduisent les éclaboussures de pâte à polir.

La **commande au pied sans fil** offre une liberté de mouvement maximale et permet un changement de position rapide autour du patient. Utilisation simple et intuitive grâce à la connexion Wi-Fi. La vitesse est réglable en continu de 0 à 2 500 tr/min.

Un travail ergonomique grâce à une utilisation **sans traction**. Aucun câble - aucune tension sur l'appareil, ce qui réduit la fatigue manuelle et diminue nettement le risque de syndrome du canal carpien. La pièce à main sans fil permet également une posture de travail qui ménage le dos. **Convient également aux gauchers.**

Référence	Description
<b>YI-PL-64SET</b>	Kit Young Proxeo Twist Cordless, comprenant une pièce à main motorisée, un support pour la pièce à main, un chargeur avec adaptateur, une pédale et un embout de type vis YI-PL-64
<b>YI-PL-44SET</b>	Kit Young Proxeo Twist Cordless, comprenant une pièce à main motorisée, un support pour la pièce à main, un chargeur avec adaptateur, une pédale et un embout pour contre-angles à usage unique YI-PL-44
<b>YI-PL-64</b>	Young Proxeo Twist Cordless Embout pour contre-angles pour cupules de polissage vissable
<b>YI-PL-44</b>	Young Proxeo Twist Cordless Embout pour contre-angles à usage unique (système Doriot)

Les produits suivants sont inclus dans les kits  
(YI-PL-64SET & YI-PL-44SET)




← Découvrez dès maintenant tous les avantages !



**YI-PL-44**  
(Contre-angles à usage unique disponible séparément)



**YI-PL-64**  
(Cupules de polissage disponibles séparément)



YI-D-PTCH/1125